

Panoul central al clinicilor

Configurarea modulelor, conturilor, sediilor și amplasării datelor, dintr-un singur panou.

1. Ce configurezi aici

Componentă	Ce face
Panoul central	Păstrează configurația clinicii și istoricul; permite verificarea și aplicarea explicită a schimbărilor.
Programări și portal pacient	Programările online și copiile documentelor selectate pentru pacient rămân în componenta publică, independent de aplicația internă.
Aplicația clinicii	Consultații, dosare, documente clinice originale, stocuri, laborator și încasări, conform drepturilor acordate.

Primii pași

1. Intră în panoul central cu contul furnizorului.
2. În **Clinici**, deschide clinica existentă sau apasă **Clinică nouă**.
3. Completează numele și profilul. Salvează ciorna; aceasta nu schimbă singură o aplicație.
4. Configurează sediile, medicii, modulele și conturile. Folosește **Verifică selecția** înainte de aplicare.

Demonstrația verificată rulează pe acest calculator, cu date sintetice. Alegerea profilului demonstrează separarea componentelor; nu mută automat o clinică pe un server extern.

Cele două profiluri

Integral pe VPS: datele și funcțiile interne sunt prevăzute pentru serverul online. **Clinică Local:** funcțiile interne sunt prevăzute pentru serverul clinicii; programările și portalul pacientului rămân online. VPS înseamnă server virtual privat.

2. Module, conturi și sedii

Configurează clinica înaintea drepturilor individuale

1. În **Configurare și sedii**, bifează modulele oferite clinicii. Catalogul arată funcțiile principale și dependențele. CAS rămâne suspendat.
2. Adaugă sediile și cabinetele cu denumiri clare. Leagă medicii de sediile unde lucrează.
3. Apasă **Conectează clinica locală** și alege instalarea potrivită. Folosește contul autorizat al acelei clinici.
4. **Importă conturi și cabinete** leagă configurația de identificatorii existenți. Nu creează copii ale pacienților și nu resetează parole.

Distribuie accesul

În **Utilizatori și acces**, alege contul. **Profil de pornire** oferă o selecție inițială pentru Medic, Recepție, Laborator, Administrare sau Mentenanță; **Folosește profilul** înlocuiește selecția celui cont cu profilul ales, de aceea verifică bifele înainte de salvare.

Câmp	Cum îl folosești
Sedii accesibile	Bifează numai sediile unde contul poate lucra.
Medici accesibili	Limitează medicii vizibili contului; nu înlocuiește drepturile asupra dosarelor.
Drepturi pe modul	Consultare, gestionare, confirmare, export sau alte acțiuni, exact cum sunt enumerate în fiecare modul.
Cont nou	Într-o clinică legată: nume, utilizator, email opțional, parolă inițială și sedii. În registrul nelegat: doar o persoană de configurare, fără autentificare nouă.

Același cont poate primi responsabilități suplimentare, indiferent de rolul principal. Bifele decid acțiunile permise, iar selecția sediilor și medicilor limitează datele accesibile. Dosarele păstrează verificarea echipei medicale și partajarea explicită între sedii.

Salvează și aplică

Salvează ciorna → **Verifică selecția** → **Vezi rezumatul** → **Aplică în registrul local** păstrează configurația verificată. **Aplică în clinică** este pasul separat care actualizează drepturile și sediile în clinica legată. Setările comune cer acces la toate sediile. Consultarea raportului și exportul sunt bife distincte; arhiva consolidată cere și aria completă a medicilor. Configurarea clinicii nu acordă automat publicarea site-ului.

3. Schimbă amplasarea datelor

Migrarea este disponibilă pentru instalările locale pregătite și recunoscute de panou. Nu se poate alege arbitrar un director sau un server extern.

1. Deschide clinica în **Configurare și sedii**.
2. Alege **Profil de instalare**: Integral pe VPS sau Clinică Local.
3. Apasă **Salvează ciorna**. Dacă ai și alte schimbări, aplică-le separat înaintea migrării; revizuirea migrării acceptă numai schimbarea profilului.
4. În **Amplasarea datelor clinicii**, apasă **Verifică migrarea**.
5. Citește clinica și profilul din fereastră. Verificarea singură nu mută date.
6. Dacă selecția este corectă, apasă **Aplică migrarea** o singură dată.

Verifică migrarea

Închide

Clinica: Clinica migrare DEMO

Profil ales: Datele și funcțiile interne pe VPS

Componenta publică existentă este păstrată.

- Se păstrează conturile, parolele, programările, documentele și tarifele.
- O singură instalare internă rămâne activă. Cea veche este oprită și arhivată după verificare.
- Revenirea copiază datele curente într-o destinație nouă; nu reactivează o copie veche.

Aplică migrarea

Captură reală din clinica sintetică. Profilul din fereastră depinde de alegerea făcută.

Panoul pregătește o destinație nouă, oprește scrierile în sursă, păstrează arhiva criptată și transferă datele curente. Activează destinația verificată și retrage vechea aplicație internă. Datele originale nu sunt șterse.

Nu deschide o copie veche ca soluție de revenire și nu porni manual două aplicații interne pentru aceeași clinică. Butonul de pornire refuză o sursă retrasă.

4. Starea, reluarea și revenirea

Urmărește mesajul din **Amplasarea datelor clinicii**. Cât timp migrarea este în curs, modificările concurente ale configurației sunt blocate.

Situație	Acțiune
Pagina a fost reîncărcată	Redeschide aceeași clinică și folosește Verifică starea. Dacă apare Reia migrarea, acesta continuă aceeași operație, fără o copie nouă.
Operația a întâlnit o eroare	Citește mesajul, păstrează aceeași operație și reia după rezolvarea cauzei. Nu șterge arhiva, baza sau fișierele de stare.
Renunță la pregătire	Disponibil numai înainte de blocarea sursei. După începerea transferului este necesară continuarea sigură a operației.
Migrare finalizată local	Aplicația curentă, componenta publică și sincronizarea au fost verificate; poți folosi cele trei linkuri.

Amplasarea datelor clinicii
Programările și portalul pacientului rămân independente. Se mută numai datele și funcțiile interne ale clinicii.

Verifică migrarea

Verifică starea

Migrare finalizată local. Programările și portalul rămân independente.

Deschide clinica

Deschide programările

Deschide portalul pacientului

Clinica, programările și portalul au adrese distincte.

Revino la profilul anterior

1. Selectează din nou profilul dorit și salvează ciorna.
2. Verifică și aplică o migrare nouă din **aplicația curentă**.
3. Datele adăugate între timp sunt transferate într-o destinație nouă. Copia arhivată nu este repornită.

Oprirea pentru o probă locală

Oprește local oprește aplicația internă și lucrătorul ei. Programările și portalul rămân disponibile separat.
Pornește local repornește aplicația curentă și sincronizarea; noile programări sunt preluate automat. Intervalul normal de sincronizare este de 60 de secunde.

5. Verificări de făcut după configurare

1. Deschide **clinica**. Verifică numele, sediul și autentificarea cu un cont existent.
2. Verifică meniul aceluși cont: numai modulele și acțiunile acordate trebuie să fie accesibile.
3. În fiecare sediu, verifică medicii și programul. Nu schimba prețurile ca să testezi migrarea.
4. Deschide **programările** și verifică oferta și disponibilitatea folosind date demonstrative.
5. Deschide **portalul pacientului** cu un cont de test: activare, autentificare și documente selectate.
6. În demonstrație, oprește aplicația internă, verifică accesul public, apoi pornește-o și verifică preluarea unei programări noi.
7. Consultă **Istoric** și starea migrării; păstrează arhivele și confirmarea finală.

Ce rămâne separat

Documentele clinice originale, consultațiile, stocurile și încasările sunt în componenta internă. În portal ajung numai copiile selectate explicit pentru pacient. Programările publice rămân sursa modificărilor de agendă; o întrerupere a internetului nu creează o a doua autoritate locală de programare.

Ghidurile echipei

În aplicația clinicii, **Ajutor** include ghidul modulelor și al laboratorului, alături de ghidurile administratorului, recepției și medicului. Ghidurile pot fi citite în Ajutor, deschise separat sau descărcate în PDF.

Acest ghid descrie implementarea locală verificată. Instalarea pe două servere reale, infrastructura externă și recuperarea după pierderea fizică a serverului necesită pregătirea și verificarea lor distinctă. Nu au fost publicate aplicații prin această lucrare.